

PORAFIL® PC MACHEREY-NAGEL

Nesterilní hydrofilní polykarbonátové membrány pro filtraci vodných roztoků a stanovení AOX

- Membrány se slabou vazbou proteinů a malou odolností vůči organickým rozpouštědlům
- Filtry pro záchyt buněk ve vodných roztocích, mikrobiologické analýzy a stanovení halogenovaných organických sloučenin

Technické parametry

Materiál: polykarbonát

Teplotní stabilita: max 140°C



Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,40	100	M676025
47	0,40	100	M676047
50	0,40	100	M676050