

PORAFIL® PE MACHEREY-NAGEL

Nesterilní hydrofilní membrány z polyesteru pro velmi jemnou filtraci

- Membrány se slabou vazbou proteinů a dobrou chemickou odolností
- Filtry zvláště vhodné pro analýzu prachů a aerosolů a ultrafiltraci rozpouštědel

Technické parametry

Materiál:	polyester
Teplotní stabilita:	max 150 °C



Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	0,20	100	M671213
13	0,40	100	M671413
13	1,00	100	M671113
13	5,00	100	M671513
25	0,20	100	M671225
25	0,40	100	M671425
25	1,00	100	M671125
25	5,00	100	M671525
47	0,20	100	M671247
47	0,40	100	M671447
47	1,00	100	M671147
47	5,00	100	M671547
50	0,20	100	M671250
50	0,40	100	M671450
50	1,00	100	M671150
50	5,00	100	M671550