

PORAFIL® TE MACHEREY-NAGEL

Nesterilní hydrofóbní membrány z PTFE pro filtraci agresivních roztoků

- Chemicky inertní membrány, odolné vůči vodným a organickým roztokům a koncentrovaným kyselinám a zásadám
- Filtry se slabou vazbou na proteiny

Technické parametry

Materiál: polytetrafluoroethylene (PTFE)

Teplotní stabilita: max 145 °C



Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
13	0,20	50	M670213
13	0,45	50	M670413
13	1,00	50	M670113
13	3,00	50	M670313
25	0,20	50	M670225
25	0,45	50	M670425
25	1,00	50	M670125
25	3,00	50	M670325
47	0,20	50	M670247
47	0,45	50	M670447
47	1,00	50	M670147
47	3,00	50	M670347
50	0,20	50	M670250
50	0,45	50	M670450
50	1,00	50	M670150
50	3,00	50	M670350