

Pouzdra k zasílání mikroskopických skl



Pouzdro UNIMAILER | SIMPORT


Různobarevná pouzdra na uschovávání a posílání jednotlivých mikroskel

- Snadné vyjímání mikroskla
- Jednotlivá pouzdra lze spojovat

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry (mm):	29 × 90 × 6

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pouzdro UNIMAILER	bílá	10	U800100.B
Pouzdro UNIMAILER	modrá	10	U800100.M
Pouzdro UNIMAILER	růžová	10	U800100.R
Pouzdro UNIMAILER	žlutá	10	U800100.Y
Pouzdro UNIMAILER	zelená	10	U800100.Z



Krabička na mikroskla

- Zářezy ve stěně krabičky pro zasunutí mikroskel zabraňují vzájemnému dotyku

Technické parametry

Materiál: PP

Rozměry: 80 × 30 × 14 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabička na mikroskla	1	P900029



Krabička na mikroskla

Pouzdro ploché

Technické parametry

Materiál: PP

Počet skel	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	100 × 50	10	K000923
2	84 × 71	10	K000925
3	84 × 100	10	K000924



Pouzdro válcové

- Pouzdro se šroubovacím víčkem pro 5 až 10 mikroskel

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	průměr 40 mm, výška 90 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Válcové pouzdro na mikroskla	10	K000922



Pouzdro válcové LOCKMAILER | SIMPORT

Pouzdro se šroubovacím víčkem a pojistkou proti neoprávněné manipulaci

- Pro zasílání, ukládání a barvení preparátů s minimálním vnitřním prostorem
- Vnější válcový tvar zaručuje vysokou stabilitu na stole
- Víčko lze odlišit použitím barevných vložek
- Po nastavení pojistky nelze odšroubovat víčko bez uvolnění odtrhávacího kroužku

Technické parametry

Kapacita :	4 standardní mikroskopická skla
Materiál nádoby:	čirý PP
Materiál víčka:	růžový HDPE
Rozměry:	průměr 35 mm, výška 87 mm
Vnitřní objem:	12 ml

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Pouzdro na mikroskla LOCKMAILER	10	U950491.1
Pouzdro na mikroskla LOCKMAILER	100	U950491.2



Pouzdro válcové LOCKMAILER