

Preparační sada pro anatomii

Sada obsahuje nejběžnější preparační nástroje v praktickém pouzdře

- Nůžky, pinzety, skalpel, skalpelová břity a preparační jehly v pouzdru

Technické parametry

Sada obsahuje	Délka / typ	Počet
Nůžky s jedním ostrým a s jedním tupým hrotem	130 mm	1 ks
Malé nůžky	115 mm	1 ks
Samosvěrná pinzeta	140 mm	1 ks
Pinzeta anatomická s tupými hroty	140 mm	1 ks
Pinzeta na krycí sklíčka	160 mm	1 ks
Rukojeť ke skalpelu	č. 4	1 ks
Čepele skalpelu	č. 21 a 23	6 ks
Preparační jehla s plastovou rukojetí	-	1 ks
Špachtle oboustranná	170 mm	1 ks
Pouzdro na nástroje	-	1 ks



Preparační sada pro anatomii

Popis	Katalogové číslo
Preparační sada pro anatomii	R.0829.1