

Přeppravka na vzorky DuraPorter XL | HEATHROW SCIENTIFIC

Robustní a prostorný systém pro přepravu velkého množství vzorků

- Spolehlivé řešení pro bezpečnou a pohodlnou přepravu laboratorních vzorků, malých přístrojů a jiných předmětů
- Kloubové rukojeti se silikonovými úchyty pro pohodlné držení a snadnější manipulaci
- Silikonové těsnění zajišťuje vzduchotěsné a vodotěsné uzavření, které chrání vzorky před působením vnějších vlivů
- Dvojitě západky zaručují bezpečné uzavření
- Průhledné víko je plně odnímatelné, což umožňuje snadný přístup k obsahu přepravky
- K dostání ve 3 barevných provedeních pro snadnější organizaci a identifikaci vzorků
- Součástí balení je insert pro různé velikosti zkumavek (U120962)
- Další varianty insertů je nutné objednat zvlášť

Technické parametry

Materiál:	PP a ABS
Rozměry (d x š x v):	40,64 x 41,28 x 17,78 cm
Hmotnost:	2,4 kg



 P-LAB

U120926



 P-LAB

U120926



 P-LAB

U120926



 P-LAB

U120926



U120927



U120927



U120928



U120928



U120928

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	1	U120926
červená	1	U120927
žlutá	1	U120928

Insert pro DuraPorter XL | HEATHROW SCIENTIFIC

- Dostatečně hluboká vložka pro případné naplnění ledem
- Plně odnímatelné víko pro snadné čištění

Technické parametry

Materiál:	PETG
Rozměry (d x š x v):	33,27 x 36,32 x 14,09 cm

Hmotnost: 380 g

Popis	Počet zkumavek	Průměr otvorů (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Insert pro 15 ml zkumavky a velké zkumavky na krev	100	18	3	U120960
Insert pro malé zkumavky na krev	168	13	3	U120961
Insert pro malé/velké zkumavky na krev a 15/50 ml zkumavky	x	13/18/30	3	U120962

Insert U120962 je dodáván společně s přepravkou DuraPorter XL



U120960



U120960



U120961



U120961



U120961



U120962



U120962



U120962