

Přidržovač magnetických míchadel

Zabraňuje vylití míchadla

- Oválný přidržovač udrží míchadlo dlouhé až 80 mm

Technické parametry

Materiál kruhového přidržovače: permanentní Alnico magnet obalený PE

Materiál oválného přidržovače: permanentní Alnico magnet v pouzdu z rázuvzdorného PS



Přidržovač magnetických míchadel - oválný



Přidržovač magnetických míchadel - kruhový

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Přidržovač magnetických míchadel kruhový	průměr 51, výška 10	1	A377860
Přidržovač magnetických míchadel oválný	29 x 89 x 43	1	A377861