

Příslušenství pro inkubátory Enviro-Genie a Incubator-Genie



prislusenstvi_enviro_incubator

Specifikace	Vhodné použití	Balení	Katalogové číslo
Magnetická krabička na stripovací blotting, na 6 stripů	s nakláněcí plošinou	1 ks	Q541139
Magnetická krabička na 50 mikrozkušavek	360° rotace	1 ks	Q541140
Magnetická krabička na 100 mikrozkušavek	360° rotace, max. 4 na plošině (2 na každé straně)	1 ks	Q541135
Plošina pro 3D orbitální třepání	staining, blotting, mytí vzorků	1 ks	Q541250
Plošina pro horizontální třepání	western-blot, boněčné kultury	1 ks	Q541275
Zkušavka s dvěma otvory ve tvaru V	rotační míchání připojení přes klip SI-1130	1 ks	Q541137
Sada 2 stojánek a 24 magnetických pásků pro uchycení sáčků	míchání v uzavřených sáčcích	1 set	Q531127
16 magnetických pásků pro uchycení sáčků	míchání v uzavřených sáčcích	1 set	Q531126
Protismykový táč na magnetickou plošinu	umožňuje použití otevřených nádob na nakláněcí plošině	1 ks	Q541200
Stohovatelné drátěné stojánky	rozšíření plochy uvnitř inkubátoru	1 ks	Q541131
Klipovací držák na hybridizační zkušavky	1 držák pojme jednu 35x300mm zkušavku	2 ks	Q541130
Klipovací držák na 100 ml odměrné baňky	1 držák pojme tři 100ml odměrné baňky	1 ks	Q531136
Klipovací držák univerzální	uchopení pomocí elastických gumiček	2 ks	Q531134
Klipovací držák na 10-13 mm zkušavky	1 držák pojme dvanáct 10-13mm zkušavek	6 ks	Q531120
Klipovací držák na 15-17 mm zkušavky	1 držák pojme šest 15-17mm zkušavek	6 ks	Q531121
Klipovací držák na 28-30 mm zkušavky	1 držák pojme tři 28-30mm zkušavky	6 ks	Q531122
Sériový kabel RS232/USB	propojení k počítači	1 ks	D602029