

**Příslušenství pro váhy Sartorius řady Practum® a Quintix®**

- Tiskárna na termocitlivý papír, po připojení přes USB je rozpoznána automaticky

**Technické parametry**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Rychlost tisku:        | 100 mm/s               |
| Průměr roličky papíru: | max 80 mm              |
| Šířka papíru:          | 57,5 ± 0,5 mm          |
| Šířka tisku:           | max 56 mm              |
| Napájení:              | 24 V DC, 1,5 A adaptér |
| Rozměry (š x h x v):   | 125 x 200 x 125 mm     |
| Hmotnost:              | 1,2 kg                 |



| Popis                                | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Tiskárna YPD40 na termocitlivý papír | 1           | I445441          |
| Papír pro tiskárnu YPD40             | 5 roliček   | I445641          |
| Propojovací kabel miniUSB/USB A      | 1           | I445541          |

Tiskárnu dodáváme včetně propojovacího kabelu, 1 roličky papíru a síťového adaptéru