

Přístroj extrakční dle Soxhleta

Skleněný přístroj podle Allihna pro extrakci vzorků



Přístroj extrakční dle Soxhleta


S chladičem podle Allihna, bez fritové vložky

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Objem baňky (ml)	Objem extrakčního nástavce (ml)	Zábrus extrakčního nástavce NZ	Délka chladiče (mm)	Zábrus NZ chladiče	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	70	29/32, 34/35	200	34/35	1	T103070
250	100	29/32, 45/40	300	45/40	1	T103100

Pozn.: Extrakční patrony nabízíme v kapitole Filtrace.



Chladič pro extraktory

Chladič podle Allihna

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Délka (mm)	Zábrus NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
200	34/35	1	T101070
300	45/40	1	T101100



Nástavec extrakční

Nástavec bez fritové vložky

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo

Objem (ml)	Zábrus NZ spodní	Zábrus NZ horní	Balení (ks)	Katalogové číslo
70	24/29	34/35	1	T102070
100	24/29	24/29	1	T102100

