

Promývačka plynů dle Drechsela | DURAN®

Promývací skleněná hlava ve vakuové lahvi se šroubovacím uzávěrem

- Nastavitelná poloha promývací hlavy
- Probublávání plynu fritou zvyšuje absorpční účinnost

Technické parametry


Materiál:	borosilikátové sklo DURAN®
Objem láhve:	500 ml
Porozita frity:	100-160 µm
Vnější průměr plastových olivek:	8 mm



Promývačka plynů podle Dreschela bez frity



Promývačka plynů podle Dreschela s fritou



Náhradní hlavy pro promývačka plynů podle Dreschela

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Promývačka bez frity	1	R321561
Promývačka s fritou	1	R321661
Náhradní hlava bez frity	1	R321761
Náhradní hlava s fritou	1	R321861