

PROPYLAL

dipropoxymethan


Zelená alternativa k aromatickým rozpouštědlům.

CAS: 505-84-0

Vzorec: C₇H₁₆O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	132,2
Hustota:	0,83 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H412



propylal

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
SOLVAGREEN® min 99 % pro syntézu	100 ml	R.0795.1
SOLVAGREEN® min 99 % pro syntézu	500 ml	R.0795.2
SOLVAGREEN® min 99 % pro syntézu	1 l	R.0795.3
SOLVAGREEN® min 99 % pro syntézu	2,5 l	R.0795.4