

Prostředek čisticí univerzální neodisher®

Univerzální čisticí prostředky značky neodisher® od firmy Dr. Weigert

- Veškeré přípravky jsou vhodné i pro ruční mechanické čištění, další vhodná použití jsou uvedena v detailních popisech produktů

Technické parametry

neodisher® LaboClean A8:	alkalický intenzivní práškový čisticí prostředek bez tenzidů pro myčky laboratorního nádobí pro mechanické čištění, odstraňuje krev, séra, farmaceutika a jiné organické látky nevhodný pro použití na hliníku či slitin lehkých kovů obsahuje fosfáty, metakřemičitan disodný, NaOH, Na ₂ CO ₃ a dichloroisokyanurát
neodisher® LaboClean UW:	mírnější, alkalický práškový čisticí prostředek pro jemnější čištění pro myčky laboratorního nádobí bez fosfátů a tenzidů, zejména vhodný pro sérologické laboratoře, fosfátový průmysl či laboratoře analýzy vody odstraňuje anorganické i organické znečištění, kvalita čištění je snížena při použití velmi tvrdé vody obsahuje metakřemičitan disodný, Na ₂ CO ₃ , nitrilotriacetát sodný a perboritan sodný
neodisher® LaboClean GK:	mírnější, alkalický práškový čisticí prostředek pro jemnější čištění pro myčky laboratorního nádobí bez fosfátů a tenzidů, zejména vhodný pro mikrobiologické, virologické a jaderné laboratoře výborně odstraňující zbytky buněčných kultur, médií a barviv a radioaktivní kontaminace snadno omyvatelný, obsahuje fosforečnan trisodný a dichloroisokyanurát
neodisher® LaboClean PLM:	slabě alkalický protipěnový čisticí prostředek pro jemnější čištění pro myčky laboratorního nádobí odstraňuje krev, proteiny, tuky, masti, krémy a popisovače obsahuje Na ₂ CO ₃ , metakřemičitan sodný a tenzidy, bez chloru a oxidantů
neodisher® LaboClean LA:	alkalický intenzivní práškový čisticí prostředek pro myčky laboratorního nádobí silně emulgující, protipěnový, ideální pro ostraňování tuků, mastí, pryskyřic, parafinu a organických barviv obsahuje NaOH a metakřemičitan disodný, bez chloru
neodisher® LaboClean F:	alkalický intenzivní práškový čisticí prostředek pro myčky laboratorního nádobí ideální pro ostraňování tuků, mastí, pryskyřic, parafinu, organických barviv a popisovačů obsahuje NaOH, Na ₂ CO ₃ a metakřemičitan disodný, bez chloru, fosfátů a tenzidů
neodisher® PM 5:	slabě alkalický práškový čisticí prostředek pro čištění v imerzních lázních pro odstraňování krve, bílkovin, zbytků jídla či krmiv a organických či anorganických usazenin nepoškozující povrchy, snadno omyvatelný, obsahuje fosfáty, Na ₂ CO ₃ a tenzidy
neodisher® MA:	mírnější alkalický práškový čisticí prostředek s protipěnovým účinkem velice jemný vůči materiálům, vhodný pro odstraňování krve, bílkovin, zbytků jídla či krmiv obsahuje fosfáty, metakřemičitan disodný, neionogenní tenzidy, neobsahuje chlor ani oxidující látky
neodisher® LM 2:	slabě alkalický kapalný čisticí prostředek (koncentrát) pro ultrazvukové a imerzní lázně odstraňuje krev, bílkoviny ze skla, porcelánu, oceli i plastů, ideální na čištění pipet snadno omyvatelný a nepěnový, obsahuje KOH, tenzidy a fosfáty, neobsahuje chlor
neodisher® LM 3:	alkalický univerzální kapalný čisticí prostředek pro imerzní lázně odstraňuje krev, bílkoviny, anorganické i organické usazeniny, zbytky jídla a krmiv i radioaktivní nečistoty výborný na čištění pipet a viskozimetrů a předčištění laboratorního skla, nevhodný na hliníkové materiály a slitiny lehkých kovů nepěnový, obsahuje KOH a amfoterní tenzidy, neobsahuje chlor ani fosfáty
neodisher® LM 10:	alkalický kapalný čisticí prostředek (koncentrát) s oxidativním účinkem pro imerzní lázně účinný při dekontaminaci radioaktivních kontaminací, čištění odolných organických usazenin a předčištění laboratorního skla obsahuje KOH, fosfáty a NaOH, nepěnový, neobsahuje tenzidy
neodisher® LaboClean FM:	alkalický intenzivní kapalný čisticí prostředek (koncentrát) pro myčky laboratorního nádobí silně emulgující, vhodný pro čištění od tuků, mastí, pryskyřic, parafinu a organických barviv obsahuje NaOH a tenzidy, bez fosfátů, chloru a oxidovadel, vhodný pro použití s tvrdou vodou
neodisher® LaboClean FLA:	alkalický intenzivní kapalný čisticí prostředek (koncentrát) pro myčky laboratorního nádobí odstraňuje odolné, hydrofobní usazeniny a jiné organické nečistoty nevhodný na hliníkové materiály a slitiny lehkých kovů, kvalita čištění je snížena při použití velmi tvrdé vody obsahuje polykarboxyláty, KOH a nitrilacetát, bez fosfátů, chloru a oxidovadel

neodisher® LaboClean FT:	alkalický kapalný čisticí prostředek s oxidačním účinkem pro myčky laboratorního nádobí ideální pro lékařenské sklo, sklo pro buněčné kultury, mikrobiologické, virologické a jaderné laboratoře odstraňuje usazená média, krev, bílkoviny a radioaktivní znečištění obsahuje fosfáty, KOH a NaClO, bez tenzidů, kvalita čištění je snížena při použití velmi tvrdé vody
neodisher® LaboClean FA:	alkalický kapalný čisticí prostředek pro myčky laboratorního nádobí odstraňuje krev, bílkoviny, živná média a želatinu, velmi jemné a šetrné čištění (může ovlivnit barvu titanových slitin) obsahuje fosfáty, metakřemičitan disodný a draselný, bez chloru, tenzidů a oxidovadel, CE klasifikace dle MPG
neodisher® DuoClean:	silně alkalický kapalný čisticí prostředek pro myčky laboratorního nádobí vhodný k čištění chirurgických nástrojů z nerezové oceli a jiných povrchů odolných k silným zásadám skvěle čistí krev, proteiny a odolné organické usazeniny obsahuje NaOH a amfoterní tenzidy, bez fosfátů, silikátů a oxidovadel, CE klasifikace dle MPG
neodisher® N:	kyselý kapalný čisticí a neutralizační prostředek pro myčky laboratorního nádobí vhodný k předčištění, odstranění vodního kamene a dalších nečistot rozpustných v kyselinách, snadno omyvatelný obsahuje fosforečnou kyselinu, bez tenzidů, není vhodný na hliník, neželezné kovy a plasty, CE klasifikace dle MPG
neodisher® TS:	kyselý kapalný čisticí a neutralizační prostředek pro myčky laboratorního nádobí vhodný k předčištění a čištění v provozech zpracovávajících potraviny, zabráňuje tvorbě povlaků, urychluje sušení vhodný na sklo, nerezovou ocel, hliník a některé plasty (např. polykarbonát, polyetherimid) obsahuje kyselinu citronovou, fosfáty a tenzidy
neodisher® PolyKlar:	kyselý kapalný čisticí prostředek pro myčky laboratorního nádobí vhodný k čištění zvířecích klecí, zabráňuje poškození polykarbonátu a polysulfonu při autoklávování, urychluje sušení ideální pro polykarbonát, polysulfon, polyfenylsulfon a polyetherimid obsahuje citronovou kyselinu a polykarboxyláty, bez tenzidů
neodisher® Z:	kyselý kapalný čisticí a neutralizační prostředek pro myčky laboratorního nádobí vhodný k předčištění a očištění bazických usazenin, odstranění vodního kamene a ostatních nečistot rozpustných v kyselinách velmi jemný, nevhodný na neželezné kovy a hliník obsahuje citronovou kyselinu, bez tenzidů, fosfátů a dusíku, CE klasifikace dle MPG
neodisher® EM:	kapalně emulzifikační aditivum pro zlepšení čisticího účinku pomáhá odstranit odolné usazeniny, parafín, oleje a masti s protipěnovou přísadou, vhodný pro použití s tvrdou vodou, obsahuje tenzidy
neodisher® S - protipěnové čidlo:	neutrální kapalně aditivum na bázi emulgovaného silikonového oleje navržené pro odstranění pěnivých usazenin a zbytků (tenzidů, bílkovin a mýdel, všech přípravků řady neodisher®) při předčištění nebo dočištění velmi efektivní i při snížených teplotách, CE klasifikace dle MPG



Prostředek čisticí univerzální neodisher

Typ	Balení	Katalogové číslo
neodisher® LaboClean A8	1 kg	R.N330.1
neodisher® LaboClean A8	10 kg	R.N330.2
neodisher® LaboClean A8	25 kg	R.N330.3
neodisher® LaboClean UW	10 kg	R.Y222.1
neodisher® LaboClean GK	10 kg	R.N331.1
neodisher® LaboClean PLM	10 kg	R.CLP2.1
neodisher® LaboClean LA	3 kg	R.CLP1.1
neodisher® LaboClean LA	25 kg	R.CLP1.2
neodisher® LaboClean F	3 kg	R.CLN9.1

neodisher® PM 5	3 kg	R.CLP5.1
neodisher® MA	1 kg	R.AA59.1
neodisher® MA	10 kg	R.AA59.2
neodisher® LM 2	10 l	R.CLP3.1
neodisher® LM 2	20 kg	R.CLP3.2
neodisher® LM 3	1 l	R.Y223.1
neodisher® LM 3	10 l	R.Y223.2
neodisher® LM 10	10 l	R.CLP4.1
neodisher® LaboClean FM	5 l	R.CLP0.1
neodisher® LaboClean FLA	5 l	R.N333.1
neodisher® LaboClean FLA	10 l	R.N333.2
neodisher® LaboClean FLA	25 kg	R.N333.3
neodisher® LaboClean FT	12 kg	R.N334.1
neodisher® LaboClean FT	25 kg	R.N334.3
neodisher® LaboClean FA	5 l	R.N332.1
neodisher® LaboClean FA	25 kg	R.N332.3
neodisher® DuoClean	5 l	R.KP95.1
neodisher® N	1 l	R.N335.1
neodisher® N	5 l	R.N335.2
neodisher® N	12 kg	R.N335.3
neodisher® N	25 kg	R.N335.4
neodisher® TS	10 l	R.CLP7.2
neodisher® PolyKlar	10 l	R.CLP6.1
neodisher® Z	1 l	R.N336.1
neodisher® Z	5 l	R.N336.2
neodisher® EM	5 l	R.CLN8.1
neodisher® S - protipědivé činidlo	1 l	R.YC39.1
neodisher® S - protipědivé činidlo	10 l	R.YC39.2