

Prostředek pro odstranění DNA - DNA AWAY®

Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od DNA

- Ochrana před falešně pozitivními výsledky PCR analýz
- Slouží k dekontaminaci povrchů, laboratorních přístrojů (pipet, thermocyclerů) i pomůcek (reakčních zkumavek, aj.)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H315-H319



DNA AWAY®

Popis	Balení	Katalogové číslo
DNA AWAY roztok	250 ml	R799671
DNA AWAY roztok	4000 ml	R.X996.2