

Prostředek pro odstranění nukleových kyselin ROTI® Nucleic Acid-free eXtra

Netoxický roztok pro odstranění kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů

- Jemný roztok vyvinutý speciálně jako netoxická varianta prostředku ROTI® Nucleic Acid-free ([1866921](#))
- Přípravek rychle eliminuje možné kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů (gDNA, amplikony, plazmidy, RNA)
- Vhodný pro použití na širokou škálu povrchů (sklo, keramika, plast, guma, ocel a vzácné kovy, s výjimkou lehkých a neželezných kovů)
- Ideální pro dekontaminaci laboratorních stolů, termobloků, termocyklerů, pipet i reakčních zkumavek



Nucleic Acid-free eXtra

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Nucleic Acid-free eXtra	500 ml	plast	R.1312.1
Nucleic Acid-free eXtra	1 l	plast	R.1312.2
Nucleic Acid-free eXtra	2,5 l	plast	R.1312.3
Nucleic Acid-free eXtra	500 ml	lahev s rozprašovačem	R.1312.4