

Prosvětlovací deska FastGene® White Light Plate| NIPPON Genetics

Bílá světelná deska pro dokumentaci proteinových gelů

- Výkonné LED diody zajišťují homogenní osvětlení desky s nastavitelnou intenzitou
- Velká osvětlená plocha umožňuje snadné porovnání dvou a více gelů položených vedle sebe

Technické parametry

Pracovní plocha:	220 x 160 mm
Světelný zdroj:	bílé LED diody
Životnost LED diod:	50 000 hod
Napájení:	5 V USB adaptér
Rozměry (š x h x v):	290 x 200 x 8 mm
Hmotnost:	1 kg



Prosvětlovací deska FastGene® White Light Plate

Popis	Katalogové číslo
Prosvětlovací deska FastGene® White Light Plate	N067070

Prosvětlovací deska FastGene® White Light Plate dodáváme s 5 V USB adaptérem