

Proužky testovací QUANTOFIX®

Ideální pro semikvantitativní analýzu řady látek

- Po zvlhčení analyzovaným roztokem je barevná změna odečtena na stupnici
- Plastové proužky s testovacím papírkem na konci
- Desikant ve víčku pouzdra zaručuje použitelnost proužků min. 2,5 roku

Technické parametry

Rozměry proužků: 6 x 95 mm, tloušťka 0,2 mm

Balení: 100 proužků v hliníkovém pouzdro (kromě vápníku, kde je balení po 60 proužcích)



Proužky testovací QUANTOFIX



Proužky testovací QUANTOFIX

Analyzovaná látka	Stupnice	Barevná změna	Kompatibilita s QUANTOFIX Relax	Katalogové číslo
Aktivní kyslík	0-4-8-15-25 mg/l	žlutá/zelená	Ne	R091349
Amoniak*; NH_4^+	0-10-25-50-100-200-400 mg/l	žlutá/oranžová	Ano	R892061
Arsen 10; $\text{As}^{3+}/\text{As}^{5+}$	0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5 mg/l	bílá/žluto-hnědá	Ne	R091334
Arsen 50; $\text{As}^{3+}/\text{As}^{5+}$	0-0,05-0,1-0,5-1-1,7-3 mg/l	bílá/žluto-hnědá	Ne	R091332
Arsen sensitive; $\text{As}^{3+}/\text{As}^{5+}$	0-0,005-0,01-0,025-0,05-0,1-0,25-0,5 mg/l	bílá/žluto-hnědá	Ne	R091345
Cín; Sn^{2+}	0-10-25-50-100-250-500 mg/l	bílá/tmavě modrá	Ne	R286671
Draslík*; K^+	0-200-400-700-1000-1500 mg/l	žlutá/oranžová	Ne	I204841
Dusičnany/dusitany 100; $\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$	0-5-10-25-50-75-100 mg/l NO_3^- 0-0,5-2-5-10-25-50 mg/l NO_2^-	žlutá/červeno-fialová	Ano	R091351
Dusičnany/dusitany 500; $\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$	0-10-25-50-100-250-500 mg/l NO_3^- 0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO_2^-	bílá/červeno-fialová	Ano	R373361
Dusitany 3000; NO_2^-	0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 g/L	bílá/červeno-fialová	Ne	I204341
Dusitany/pH; NO_2^- /pH	0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO_2^- 6 - 9,6 pH	NO_2^- žlutá/červeno-fialová pH žluto-oranžová/červeno-fialová	Ne	R091338
Dusitany; NO_2^-	0-1-5-10-20-40-80 mg/l	bílá/červeno-fialová	Ano	R373461

EDTA; EDTA	0-100-200-300-400 mg/l	červená/žlutá	Ne	I204741
Fosfáty*; PO_4^{3-}	0-3-10-25-50-100 mg/l	hnědá/modro-zelená	Ano	R892361
Glukosa; $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	0-50-100-250-500-1000-2000 mg/l	žlutá/zeleno-modrá	Ano	R091348
Glutaraldehyd; $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$	0-0,5-1-1,5-2-2,5 %	světle oranžová/purpurová	Ne	R091343
Hliník*; Al^{3+}	0-5-20-50-200-500 mg/l	růžová/červená	Ne	R286571
Chlor sensitive; Cl_2	0-0,1-0,5-1-3-10 mg/l	žlutá/fialová	Ano	R091339
Chlor*; Cl_2	0-1-3-10-30-100 mg/l	bílá/červeno-fialová	Ne	R892161
Chloridy; Cl^-	0-500-1000-1500-2000-3000 mg/l	hnědá/žlutá	Ne	R892261
Chrom; CrO_4^{2-}	0-3-10-30-100 mg/l	bílá/fialová	Ne	R091301
Kobalt; Co^{2+}	0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l	bílá/zeleno-modrá	Ne	R091303
Kyanidy*; CN^-	0-1-3-10-30 mg/l	bílá/červeno-fialová	Ne	R286471
Kyselina askorbová; $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$	0-50-100-200-300-500-1000-2000 mg/l	žlutá/zeleno-modrá	Ano	I204241
Kyselina peroctová 50 CE; $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$	0-5-10-20-30-50 mg/l	bílá/modrá	Ano	I204441
Kyselina peroctová 500 CE; $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$	0-50-100-200-300-400-500 mg/l	žlutá/zelená	Ano	I204541
Kyselina peroctová 2000 CE; $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$	0-500-1000-1500-2000 mg/l	tmavě žlutá/červená	Ano	I204641
LubriCheck; KOH	0-15-50-75-130-200 mmol/l	žlutá/modrá	Ne	R091336
Měď; $\text{Cu}^+/\text{Cu}^{2+}$	0-10-30-100-300 mg/l	bílá/červeno-fialová	Ne	R283171
Molybden*; Mo^{6+}	0-5-20-50-100-250 mg/l	bílá/zelená	Ne	R692171
Nikl; Ni^{2+}	0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l	bílá/světle červená	Ne	I204941
Peroxid 25 CE; H_2O_2	0-0,5-2-5-10-25 mg/l	bílá/modrá	Ano	R282971
Peroxid 100 CE; H_2O_2	0-1-3-10-30-100 mg/l	bílá/modrá	Ano	R373561
Peroxid 1000; H_2O_2	0-50-150-300-500-800-1000 mg/l	bílá/hnědá	Ano	R091333
Sírany; SO_4^{2-}	0-400-800-1200-1600 mg/l	červená/žlutá	Ne	R692271
Siřičitany; SO_3^{2-}	0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l	bílá/lososově růžová	Ano	R373661
Uhličitanová tvrdost; CO_3^{2-}	0-3-6-10-15-20 °d	žlutá/modrá	Ne	R286371
Vápník; Ca^{2+}	0-10-25-50-100 mg/l	žlutá/červená	Ne	R091324
Železo; $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$	0-2-5-10-25-50-100 mg/l	bílá/modro-fialová	Ne	R283071

*Souprava - kromě proužků obsahuje i činidla

Testy označené CE odpovídají požadavkům směrnice pro zdravotnické produkty 93/42/EWG