

Pseudomonas Chromo-Agar

Pro detekci a izolaci bakterií *Pseudomonas*

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+4 °C
Složení (na 1 litr):	14 g živné směsi; 10 g peptonu; 1 g chromogenní směsi; 0,02 g bromothymolové modře; 12 g agaru
Aplikace:	37 g na 1 l agaru (použít dest. vodu 80°C, nelze autoklávovat)



Kolonie *P. aeruginosa* se na zelenomodrém agaru barví purpurově, bakterie *E.coli*, *Enterococcus*, *Salmonella* a *Staphylococcus* jsou inhibovány nebo vytvářejí be

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R.3075.1