

Pseudomonas selektivní agar (základ)

CN Agar; pro stanovení a počítání *Pseudomonas aeruginosa* ve vzorcích vody pomocí membránové filtrace

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H400
Certifikáty:	DEV, EN ISO 16266:2008
pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	16 g peptonu z želatiny; 10 g hydrolyzovaného kaseinu; 10 g bezvodého síranu draselného; 1,4 g bezvodého chloridu hořečnatého; 0,2 g cetrimidu; 0,015 g nalidixové kyseliny; 13 g agaru
Aplikace:	50,6 g na 990 ml agaru, po rozpuštění přidat 10 ml glycerinu a autoklávovat při 118 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP67.1