

PTFE těsnění pro zábrusy

Chemicky vysoce odolné teflonové těsnění pro normalizované skleněné zábrusy

- Dokonale plynotěsné a kapalinotěsné spojení skleněných zábrusů
- Použití zaručuje vysokou těsnost vakuových aparatur
- Těsnění zabraňuje zatuhnutí zábrusu
- Zábrusy není potřeba mazat, těsnění je opakovatelně použitelné

Technické parametry

Materiál:	teflon PTFE
Teplotní stabilita:	-200 až +260 °C



Těsnění pro kónické zábrusy

Manžeta pro nasazení na jádro zábrusu

- Použitelné pro vakuové aparatury do tlaku 0,1 mbar

Zábrus NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
10/19	10	R505461
12/21	10	R505561
14/23	10	R069251
19/26	10	R069351
24/29	10	R505661
29/32	10	R069451
34/35	5	R505761
45/40	5	R069551



Těsnění pro kónické zábrusy

Těsnění pro kónické zábrusy se snímacím kroužkem

Manžeta pro nasazení na jádro zábrusu se zesíleným okrajem

- Žebrování na vnější straně zaručuje vysokou těsnost ve vakuových aparaturách
- Přesahující silný okrajový kroužek zpevňuje manžetu a usnadňuje její nasazování a snímání

Zábrus NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
10/19	1	R324661
14/23	1	R101251
19/26	1	R324861
24/29	1	R324961
29/32	1	R101351
34/35	1	R325061
45/40	1	R101451



Těsnění pro kónické zábrusy se snímacím kroužkem

Těsnění pro kulové zábrusy

- Žebrování na vnější straně zaručuje dokonalou těsnost při použití ve vakuových aparaturách
- Přesahující silný okrajový kroužek zpevňuje manžetu a usnadňuje její nasazování a snímání

Velikost zábrusu	Balení (ks)	Katalogové číslo
------------------	-------------	------------------

13/5	5	R121961
19/9	5	R122061
29/15	5	R122161
35/20	5	R122261
40/25	5	R122361
51/30	1	R122461
64/40	1	R122561



Těsnění pro kulové zábrusy