

Pufr pro hybridizaci Roti®-Hybri-Quick

Ready-to-use pufr pro DNA a RNA hybridizaci

- Roztok vhodný pro pre-hybridizaci, hybridizaci a promývání
- Pro Southern- i Northern-hybridizaci
- Pro všechny typy membrán



Roti®-Hybri-Quick

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
BioScience Grade pro molekulární biologii	1 l	sklo	R.A981.1
BioScience Grade pro molekulární biologii	2,5 l	sklo	R.A981.2