

Pumpa membránová dávkovací SIMDOS KNF

Chemicky odolné pumpy pro neutrální a agresivní kapaliny

- Nastavování čerpací rychlosti na displeji od 0 do 100 %
- Bezúdržbová samonasávací pumpa, může pracovat i na sucho
- Membrána z PTFE, ventily FFPM
- Hlava pumpy z PP, PVDF nebo PTFE

Technické parametry

Čerpací rychlost :	1 - 100 ml/min
Objem dávkování:	1 - 1 000 ml
Max. přípustná viskozita:	150 cSt
Přesnost:	+mn 1%
Reprodukovatelnost:	+mn 2%
Max. sací výška:	3 m
Max. výtlačná výška:	60 m
Teplota čerpané kapaliny:	+5 až +80 °C
Provozní teplota:	+5 až +40 °C
Hmotnost:	0,9 kg
Rozměry:	140 x 87 x 130 mm



Pumpa membránová dávkovací SIMDOS KNF

Model	Materiál hlavy	Katalogové číslo
FEM 1.10 KT.18 S	PP	I612731
FEM 1.10 TT.18 S	PVDF	I612831
FEM 1.10 FT.18 S	PTFE	I612931