

PyClock

6-chlor-benzotriazol-1-yl-oxy-tris-pyrrolidinfosfonium hexafluorofosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů


CAS: 893413-42-8

Vzorec: C₁₈H₂₇ClF₆N₆OP₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

554,84



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %	5 g	R.2123.1
min 98,5 %	25 g	R.2123.2
min 98,5 %	100 g	R.2123.3
min 98,5 %	1 kg	R.2123.5