

PyOxim

(Ethylkyano(hydroxyimino)-acetato-O₂)tri-1-pyrrolidinylfosfonium hexafluorofosfát
Kaplingové činidlo pro syntézu peptidů


CAS: 153433-21-7

Vzorec: C₁₇H₂₉F₆N₅O₃P₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

527,38



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	5 g	R.2120.1
min 99 %	25 g	R.2120.2
min 99 %	100 g	R.2120.3
min 99 %	1 kg	R.2120.5