

Qualitix[®] sterilizační sáčky

Jednorázové sáčky dostupné v pěti velikostech a s barevnou indikací pro zabalení předmětů určených ke sterilizaci

- Sáčky jsou vyrobené z robustního materiálu (stupeň kvality vhodný pro zdravotnictví)
- Uzavíratelné samolepícím páskem pro zachování sterility
- Obsah sáčku je viditelný skrz transparentní PET/PP film
- Určeno pro parní (autoklávování) či plynovou (ethylenoxid) sterilizaci
- Každý sáček je opatřen dvěma barevnými indikátory pro potvrzení úspěšného průběhu sterilizace

Technické parametry

Materiál: Medical grade paper/PET/PP

Certifikáty: ISO 17665-06 ISO 11135 CE



Qualitix[®] sterilizační sáčky

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Qualitix [®] sterilizační sáčky	83 × 160	200	S000816
Qualitix [®] sterilizační sáčky	90 × 260	200	S000926
Qualitix [®] sterilizační sáčky	135 × 260	200	S001326
Qualitix [®] sterilizační sáčky	190 × 360	200	S001936
Qualitix [®] sterilizační sáčky	300 × 395	200	S003040

Barevná změna indikátorů: změna z modré na tmavě šedou pro parní sterilizaci; z červené na žlutou pro plynovou sterilizaci