


Redukce

Pro hadičky průměrů 1,6 až 3,2 mm

Technické parametry

Materiál:

průsvitný PP



Redukce (1) a T-redukce (2 a3)

Typ	Pro vnitřní průměr hadičky(mm) A	Pro vnitřní průměr hadičky(mm) B	Pro vnitřní průměr hadičky(mm) C	Balení (ks)	Katalogové číslo
Redukce (1)	1,6	4,0	-	10	I304221
Redukce (1)	2,4	4,0	-	10	I304321
Redukce (1)	3,2	4,0	-	10	I304421
Redukce (1)	1,6	4,8	-	10	I304521
Redukce (1)	2,4	4,8	-	10	I304621
Redukce (1)	3,2	4,8	-	10	I304721
Redukce (1)	4,0	4,8	-	10	I304821
T - redukce (2)	1,6	3,2	3,2	10	I305021
T - redukce (2)	2,4	3,2	3,2	10	I305121
T - redukce (3)	1,6	1,6	2,4	10	I305221
T - redukce (3)	1,6	1,6	3,2	10	I305321
T - redukce (3)	2,4	2,4	3,2	10	I305521
T - redukce (3)	3,2	3,2	1,6	10	I305621
T - redukce (3)	3,2	3,2	2,4	10	I305721

