

Redukce zábrusové teflonové - sada | BOLA

Sada 7 chemicky inertních válcových kónických NZ redukcí použitelných i pro vakuové aplikace

- Sada plynule navazujících redukcí umožňuje funkčně propojit různě velké skleněné zábrusy bez nutnosti mazání
- Odpovídají požadavkům FDA

Technické parametry

Materiál:	PTFE
Teplotní stabilita:	-200 až +250 °C
Obsah sady:	redukce NZ 14, NZ 19, NZ 24, NZ 29, NZ 34, NZ 45 a NZ 60



Redukce zábrusové teflonové - sada

Popis	Balení	Katalogové číslo
Sada zábrusových redukcí	1 sada	P098114