

Referenční standardy glyceridů mastných kyselin

Technické parametry

Čistota:

ROTICHROM® TLC



certifikát mastné kyseliny

STANDARD	Složení	Bezp. věty (GHS)	Balení	Katalogové číslo
TLC 8	20 % monopalmitin 20 % dipalmitin 20 % tripalmitin 20 % methylpalmiát 20 % kyselina palmitová rozpouštědlo chloroform	H331-H372-H351-H361d- -H302-H315-H319	100 mg	R.8823.1
TLC 10	20 % monoolein 20 % diolein 20 % triolein 20 % methyloleát 20 % kyselina olejová	-	100 mg	R.8827.1