


## Refraktometr laboratorní AR 4 | A. KRÜSS

Abbého stolní refraktometr s vestavěným osvětlením LED

- Hranoly temperovatelné externím oběhovým termostatem
- Osvětlení stupnice, digitální teploměr pro kontrolu teploty
- Odečítání teploty na stupnici v okénku ve stožanu refraktometru

### Technické parametry

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rozsah:                                 | index lomu $n_D$ 1,3000 až 1,7200 / 0 až 95 % Brix |
| Dělení stupnice:                        | 0,0005 $n_D$ / 0,25 % Brix                         |
| Přesnost:                               | +mn0,0002 $n_D$ / +mn0,1 % Brix                    |
| Osvětlení hranolů:                      | 590 nm                                             |
| Životnost LED žárovky:                  | >100 000 hod                                       |
| Teplotní rozsah / rozlišení / přesnost: | 0 až 99 °C / 0,1 °C / +mn0,5 °C                    |
| Rozměry (š x h x v):                    | 100 x 190 x 270 mm                                 |
| Hmotnost:                               | 2,5 kg                                             |



Stolní refraktometr AR 4

| Popis                    | Katalogové číslo |
|--------------------------|------------------|
| Abbého refraktometr AR 4 | Q585040          |