

Refraktometr ruční digitální DR 301-95 | A. KRÜSS

Přesný automatický refraktometr s pamětí pro všechny oblasti měření

- Odečítání automaticky teplotně kompenzované hodnoty (20 °C) na LCD displeji
- Alarm při překročení nastavitelného tolerančního limitu
- USB pro připojení k PC
- Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti

Technické parametry

Rozsah:	0-95 Brix, 1,3330-1,5318 nD, 0-30 ‰ salinity, 5-40 °C
Dělení:	0,1 ‰ Brix, 0,0001 nD
Přesnost:	+mn0,1 ‰ Brix, +mn0,00015 nD, +mn0,1 ‰ salinity, +mn0,5 °C
Teplotní kompenzace:	10 až 40 °C
Napájení:	9 V baterie, síťový adaptér
Rozměry (š x h x v):	100 x 180 x 60 mm
Hmotnost:	500 g



Refraktometr DR 301-95

Model	Katalogové číslo
Digitální refraktometr DR 301-95	Q301095
Náhradní síťový adaptér 9V	Q301300

Refraktometr dodáváme včetně síťového adaptéru.