

Refraktometr ruční univerzální | A. KRÜSS

Refraktometry pro široký rozsah koncentrací s připojeným kapilárním teploměrem

- Reflexní provedení pro kalné roztoky, bez automatické teplotní kompenzace

Technické parametry

Rozsah teploměru:

6 až 36 °C



Refraktometr HR 901

Typ	Rozsah	Dělení	Přesnost	Katalogové číslo
HRB90	0-90 % Brix	0,2 % Brix	±0,2 % Brix	Q581920
HRND	1,3330-1,5170 nD	0,0005 nD	±0,0005 nD	Q581921