

RHODAMIN B

C.I.45170, Oil-soluble red A, Safranilin, Rosacein


CAS: 81-88-9

Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₃

- Ve vodě rozpustné fluorescenční barvivo k detekci acidorezistentních bakterií (např. mykobakterií) v histologických řezech
- Obvykle v kombinaci s Auraminem O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	479,02
Hustota:	1,31 g·cm ⁻³
Excitační maximum:	540 nm
Emisní maximum:	625 nm
Bezp. věty (GHS):	H318-H412



RHODAMIN B

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	25 g	R 10401

RHODAMIN B

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	25 g	R.T130.1
pro mikroskopii	50 g	R.T130.7