

RIBOFLAVIN

laktoflavin, vitamin B₂

CAS: 83-88-5


Vzorec: C₁₇H₂₀N₄O₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

376,37

Garantované složení	
Vzhled	žlutý až žluto-oranžový krystalický prášek
Obsah	97-103 %
Specifická rotace	od -115° do -135°
Síranový popel	< 0,1 %
Úbytek při sušení	< 1,5 %
Těžké kovy	< 0,004 %
Garantované složení	
Vzhled	žlutý až žluto-oranžový krystalický prášek
Obsah	97-103 %
Specifická rotace	od -115° do -135°
Síranový popel	< 0,1 %
Úbytek při sušení	< 1,5 %
Těžké kovy	< 0,004 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, Ph. Eur., pro biochemii	25 g	R 96071
min 97 %, Ph. Eur., pro biochemii	50 g	R.9607.2
min 97 %, Ph. Eur., pro biochemii	100 g	R.9607.3
min 97 %, Ph. Eur., pro biochemii	250 g	R.9607.4