

RIPA pufr

1x koncentrovaný lyzační pufr pro extrakci proteinů ze savčích buněk

- Imunoprecipitační pufr vhodný pro rychlou a účinnou lyzi savčích buněk z adherentních nebo suspenzních kultur
- Umožňuje extrakci a solubilizaci proteinů z membrány, buněčného jádra a cytoplazmy
- Žádná interference s většinou protilátek a proteinových antigenů
- Minimalizuje nespecifické interakce při vazbě na proteiny
- Kompatibilní s širokou škálou aplikací

Technické parametry

Hodnota pH :	7,5 - 7,7
Bezp.věty (GHS):	H319
Teplota skladování:	+2 až +8 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
RIPA pufr 1x konc.	100 ml	R.23T1.1
RIPA pufr 1x konc.	250 ml	R.23T1.2
RIPA pufr 1x konc.	500 ml	R.23T1.3