

Roti®-ContiPlates

Kontaktní agarové plotny se sterilním kulturním médiem pro mikrobiologické analýzy povrchů

- Agarové misky po několik sekund přitlačte na testovaný povrch, poté je uzavřete víčkem a nechte inkubovat
- Misky mají průměr 60 mm, aplikace je velmi jednoduchá, agar je vyklenutý, a proto vhodný pro testování povrchů
- Na spodní straně ploten je mřížka, která usnadňuje interpretaci výsledků
- Misky se dají vyjmout z balení jednotlivě, aniž by došlo ke kontaminaci ostatních

Technické parametry

Detekce	Agar	Zkratka	Kat. č.
Detekce všech patogenů	Plate-Count-Agar	PCA	R.9630.1
Enterobakterie	Violet-červeně-žluč agar s glukózou	VRBD	R.9631.1
Kvasinky a plísně	Červeně Bengálská agar s chloramphenicolem	RBC	R.9632.1
Kvasinky a houby	Sabouraud 4 % glukóza agar s chloramphenicolem	Sab4Plus	R.9633.1
Detekce všech patogenů po dezinfekci	CASO agar s Lecitinem/Polysorbátem 80	TSA-Letheen	R.9634.1



Kontaktní agarové plotny s vyklenutým povrchem agaru pro přiložení na testované povrchy

Roti®-ContiPlate VRBD

Pro detekci enterobakterií na površích

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
-------	--------	------	------------------

sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9631.1
-----------------------------	-------	---------	----------

Chraňte před mrazem!



Roti®-ContiPlate VRBD

Roti®-ContiPlate RBC

Pro detekci kvasinek a plísň na površích

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H318

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9632.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-ContiPlate RBC

Roti®-ContiPlate PCA

Pro detekci bakterií na površích

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
-------	--------	------	------------------

sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9630.1
-----------------------------	-------	---------	----------

Chraňte před mrazem!



Roti®-ContiPlate PCA

Roti®-ContiPlate Sab4plus

Pro selektivní detekci kvasinek a patogenních hub na površích

Technické parametry

Teplota skladování: 4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9633.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-ContiPlate Sab4plus

Roti®-ContiPlate TSA-Letheen

Pro detekci mikroorganismů na vydezinfikovaných površích

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H319

Teplota skladování: 4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
-------	--------	------	------------------

sterilní, pro mikrobiologii	30 ks	krabice	R.9634.1
-----------------------------	-------	---------	----------

Chraňte před mrazem!



Roti®-ContiPlate TSA-Letheen