

PBS pufr Roti®-Fair v tabletách (pH 7,4)

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Přesně předvážené tablety pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku PBS (roztok 1× PBS se připraví rozpuštěním jedné tablety ve vysoce čisté vodě)
- PBS je izotonický netoxický pufr, hojně využívaný pro buněčné kultury, v biochemii a molekulární biologii
- 1× PBS je využitelný jako roztok pro Western-Blot, ELISA, rozpouštění proteinů a další molekulárně biologické a histologické metody

Technické parametry

Teplota skladování: +4 °C (při dlouhodobém skladování)

**Roti®-Fair PBS (pH 7,4) 500 ml/tableta**

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Roztok 1× PBS se připraví rozpuštěním jedné tablety v 500 ml vysoce čisté vody

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
PBS v tabletách (pH 7,4) 500 ml/tableta	12 tablet	blistr	R.1111.1
PBS v tabletách (pH 7,4) 500 ml/tableta	100 tablet	plast	R.1111.2



Roti®-Fair PBS (pH 7,4) 1000 ml/tableta

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Roztok 1× PBS se připraví rozpuštěním jedné tablety v 1000 ml vysoce čisté vody

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
PBS v tabletách (pH 7,4) 1000 ml/tableta	10 tablet	blistr	R.1112.1
PBS v tabletách (pH 7,4) 1000 ml/tableta	100 tablet	plast	R.1112.2



Roti®-Fair PBS bez draslíku (pH 7,4) 1000 ml/tableta

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) bez draslíku v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Roztok 1× PBS bez draslíku se připraví rozpuštěním jedné tablety v 1000 ml vysoce čisté vody

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
PBS v tabletách (pH 7,4) bez draslíku 1000 ml/tableta	10 tablet	blistr	R.1113.1
PBS v tabletách (pH 7,4) bez draslíku 1000 ml/tableta	100 tablet	plast	R.1113.2



Roti®-Fair PBS bez draslíku s vysokým obsahem fosfátu (pH 7,4) 1000 ml/tableta

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) bez draslíku s vysokým obsahem fosfátu v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Roztok 1× PBS bez draslíku s vysokým obsahem fosfátu se připraví rozpuštěním jedné tablety v 1000 ml vysoce čisté vody

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
PBS v tabletách (pH 7,4) bez draslíku a s vysokým obsahem fosfátu 1000 ml/tableta	100 tablet	plast	R.1114.1

