

ROTI® Histokit

Montovací médium pro histologii

- Syntetické rychle schnoucí montovací médium pro tvorbu odolných řezů
- Výsledkem je trvalý preparát s neutrálním pH
- Ochrana před vyblednutím vzorku
- Nevhodné pro vodné vzorky

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS): H225-H304-H361D-H373-H315-H336

Vzhled: Čirá viskózní tekutina



Roti-Histokit

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Histokit, pro histologii	100 ml	sklo	R.6638.1
Roti®-Histokit, pro histologii	500 ml	sklo	R.6638.2

kompatibilní s produktem Roti®-Histol ([R.6640](#)).