

Roti®-Histokit II

Montovací médium pro histologii

- Syntetické montovací médium rozpustné v xylenu, pro tvorbu odolných řezů
- Výsledkem je trvalý preparát s neutrálním pH
- Ochrana před vyblednutím vzorku
- Nevhodné pro vodné vzorky
- Přizpůsobené pro zalévací systémy

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H226-H302+H332-H304-H315-H319-H335-H373-EUH208

Vzhled: Čirá viskózní tekutina



Roti®-Histokit II

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Histokit II, pro histologii	100 ml	sklo	R.T160.1
Roti®-Histokit II, pro histologii	500 ml	sklo	R.T160.2

Kompatibilní s [Xylenem](#).