

ROTI®-LUMIN

Chemoluminiscenční HRP (křenová peroxidáza) substrát

- Kompatibilní s Western-Blotting, ELISA, Southern-Blotting, Dot-Blotting, hybridizací
- Použitelné pro cca 2400 cm² (resp. 500 cm²) membrány
- Citlivý a spolehlivý pro všechny typy membrán
- Nízký šum pozadí, odpadá pracná příprava peroxidázových pufrů
- Kit je složen ze 2 roztoků, které se před použitím smíchají 1:1
- Skladovat při teplotě +4 °C



Popis	Stačí na	Balení	Katalogové číslo
ROTI®-Lumin mini kit	cca 500 cm ² membrány	1 mini kit	R.P078.2
ROTI®-Lumin kit	cca 2 400 cm ² membrány	1 kit	R.P078.1