

Roti®-Mount FluorCare

Vodné montovací médium, pro fluorescenční mikroskopii

- Montovací médium speciálně vyvinuté pro fluorescenční mikroskopii, kompatibilní se všemi současnými fluorescenčními barvivy
- Vodný roztok s přidaným činidlem, zabraňujícím vyblednutí preparátů, které dramaticky redukuje míru vysvícení vzorku
- Fluorescence je zachována po mnoho týdnů
- Roti®-Mount FluorCare nevykazuje autofluorescenci
- Roztok je dostupný i ve variantě s DAPI ([R.HP20.1](#)) či propidiumjodidem ([R.HP21.1](#))

Technické parametry

Vzhled:

Čirá viskózní tekutina



Roti-Mount FluorCare

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Mount FluorCare, pro fluorescenční mikroskopii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.HP19.1

Skladujte ve tmě v teplotě +4 °C.