

Roti®-Mount FluorCare DAPI

Vodné montovací médium s DAPI, pro fluorescenční mikroskopii

- Vodné montovací médium s činidlem, zabraňujícím vyblednutí preparátů
- Obsahuje DAPI, umožňuje tedy montování a kontrastní barvení jader zároveň
- DAPI má excitační maximum při 359 nm a emisní maximum při 461 nm
- Roztok je dostupný i ve variantě s propidiumjodidem ([R.HP21.1](#)) či bez barviv ([R.HP19.1](#))

Technické parametry

Vzhled: Čirá viskózní tekutina



Roti-Mount FluorCare DAPI

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Mount FluorCare DAPI, pro fluorescenční mikroskopii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.HP20.1

Skladujte ve tmě při +4 °C.