

Roti®-Mount FluorCare PI

Vodné montovací médium s propidiumjodidem, pro fluorescenční mikroskopii

- Vodný roztok s přidaným činidlem, zabraňujícím vyblednutí preparátů
- Obsahuje propidiumjodid, umožňuje tedy montování a kontrastní barvení jader zároveň
- PI má excitační maximum při 535 nm a emisní maximum při 617 nm
- Roztok je dostupný i ve variantě s DAPI ([R.HP20.1](#)) či bez barviv ([R.HP19.1](#))

Technické parametry

Vzhled: Viskózní, lehce načervenalá tekutina



Roti-Mount FluorCare PI

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Mount FluorCare PI, pro fluorescenční mikroskopii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.HP21.1

Skladujte ve tmě v teplotě +4 °C.