

Rozdvojka hadicová T

Rozdvojka pro hadice a hadičky různých průměrů

- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PP



Rozdvojka hadicová T

Vnější průměr (mm) nominální	Vnější průměr (mm) trubičky	Vnější průměr (mm) osazení	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4	3,3	3,6	1,6	10	K000459
6	4,5	5,4	2,8	10	K000460
8	6,9	7,6	4,4	10	K000461
10	8,7	9,5	6,3	10	K000462
12	10,7	11,5	8,2	10	K000463
14	12,7	13,7	10,0	10	K000520
16	14,7	15,6	12,1	10	K000521