

Rozdvojka hadicová Y

Rozdvojka pro hadice a hadičky různých průměrů

- Vhodná také pro vakuové hadice
- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PP



Rozdvojka hadicová Y

Vnější průměr (mm) nominální	Vnější průměr (mm) trubičky	Vnější průměr (mm) osazení	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4	3,2	4,0	2,0	10	K000464
6	4,7	5,7	2,7	10	K000465
8	6,6	7,6	4,6	10	K000466
10	8,9	9,9	5,5	10	K000467
12	10,5	11,6	7,3	10	K000468
14	12,8	13,7	9,7	10	K000525
16	14,7	15,7	11,9	10	K000526