

Rozdvojka hadicová Y neprůhledná

Rozdvojka pro hadice a hadičky různých průměrů

- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

bílý PP



Rozdvojka hadicová Y neprůhledná

Vnější průměr (mm) nominální	Vnější průměr (mm) trubičky	Vnější průměr (mm) osazení	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4, 5, 6	3,8 až 4,7	4,1 až 5,1	1,5	10	K000527
6, 7, 8	5,2 až 7,0	5,5 až 7,2	2,7	10	K000528
8, 9, 10	6,9 až 8,8	7,0 až 9,2	4,7	10	K000529
10, 11, 12	9,8 až 10,7	9,9 až 11,5	5,5	10	K000530
12, 13, 14	11,1 až 13,2	12,0 až 14,2	7,6	10	K000531
14, 15, 16	13,0 až 14,9	13,7 až 15,5	9,6	10	K000532