

Rozprašovač skleněný | DURAN®

Rozprašovač pro TLC

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo DURAN®
Celková výška:	160 mm
Délka hadičky s balónkem:	250 mm
Objem baňky:	100 ml
NZ:	19/26



Rozprašovač skleněný DURAN®



Rozprašovač s baňkou a hadičkou s balónkem

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Komplet s baňkou a hadičkou s balónkem	1	R070751
Rozprašovací nástavec	1	R845161
Náhradní balónek s hadičkou	1	R591451