

Roztok čistící pro ultrazvukové lázně | ROTH

Koncentrované roztoky pro účinné čištění laboratorních nástrojů a předmětů

Technické parametry

Ultrasonol® 7 - neutrální:	koncentrovaný roztok pro jemné čištění, pH 7,0 nežiravý netoxický, nehořlavý, biologicky rozložitelný k aplikaci se ředí na 2-10% vodný roztok
Ultrasonol® 11 - alkalický:	koncentrovaný roztok pro efektivní čištění, pH 12,9 odstraňuje destilační, dehtové zbytky, pryskyřice, adheziva, kanadský balzám, silikony, maziva a tuky k aplikaci se ředí na 2-10% vodný roztok



Ultrasonol 7



Ultrasonol 11

Specifikace	Bezp. věty (GHS)	Balení	Katalogové číslo
Ultrasonol® 7 - neutrální	H319	1 l	R.5356.1
Ultrasonol® 7 - neutrální	H319	5 l	R.5356.2
Ultrasonol® 7 - neutrální	H319	20 kg	R.5356.4
Ultrasonol® 11 - alkalický	H290-H314-EUH031	1 l	R.5354.1
Ultrasonol® 11 - alkalický	H290-H314-EUH031	5 l	R.5354.2