

Roztok pro kvantifikaci proteinů ROTI®QUANT

Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda

- 1 měření na vzorek (OD_{595})
- Citlivost na 2 μg
- Funkční rozsah: 2-100 μg
- Reprodukovatelný
- Dostatečný pro více než 200 makroanalýz (1 ml kyvetou) nebo více než 900 testů při použití mikrotitračních destiček
- 5x koncentrovaný



ROTI®QUANT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro kvantifikaci proteinů	50 ml	R.K015.2
pro kvantifikaci proteinů	200 ml	R.K015.3
pro kvantifikaci proteinů	500 ml	R.K015.1