

Roztoky pro pH elektrody

Čisticí, uchovávací a doplňovací roztok



Roztoky pro pH elektrody

Popis	Balení (ml)	Katalogové číslo
Obecný čisticí roztok HI 7061	500	R960921
Čisticí roztok na bílkoviny HI 7073	500	R961021
Čisticí roztok na anorganické usazeniny HI 7074	500	R961121
Čisticí roztok na oleje HI 7077	500	R961221
Roztok na uchovávání elektrod HI 70300	500	R960821
Doplňovací roztok pro ref. elektrodu 3 M KCl/sat. AgCl	250	R192561
Doplňovací roztok pro ref. elektrodu 3 M KCl	250	R192661
Doplňovací roztok pro ref. elektrodu 3,5 M KCl	500	H017082
Doplňovací roztok pro ref. elektrodu 4M KCl/sat AgCl	150	J025196