

RTUŤ

CAS: 7439-97-6

Vzorec: Hg

Technické parametry

Atomová hmotnost:	200,59
Hustota:	13,6 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H330-H360D-H372-H410



Rtuť

RTUŤ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
polarografická	1 kg	R 02501

RTUŤ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,9 %	100 g	R.7594.2
min 99,9 %	1 kg	R.7594.1
min 99,999 %	100 g	R.7593.1
min 99,999 %	500 g	R.7593.3
min 99,999 %	1 kg	R.7593.2
min 99,9995 %, p.a.	100 g	R.8530.1
min 99,9995 %, p.a.	1 kg	R.8530.2